


Для удобства работы
медицинского персонала



Для стерилизации и дезинфекции



Для персонального
ухода за больными

Продукция английской компании «Warwick SASCo Ltd.»

Соответствует строгим требованиям качества и изготавливается по высоким стандартам для изделий медицинского назначения

Поставляется с необходимыми документами качества и сопроводительной документацией

Востребована в ведущих клиниках мира

Если Вы хотите больше узнать о продукции, методах ее обработки, вариантах использования, обратитесь к информации на сайте www.sasco.co.uk

Если вы хотите узнать об условиях приобретения, поставки, вопросах сотрудничества, звоните +7 495 781-84-79 www.paramed.ru

Содержание

Автоклавируемая продукция для стерилизации и дезинфекции

Лотки для инструментов	3
Перфорированные и сетчатые лотки	4
Лотки с отделениями	5
Защитные силиконовые коврики	6
Контейнеры для дезинфекции приборов и инструментов	7
Медицинские контейнеры. Бирки	
Чашы и чашки для стерильных растворов	8
Почкообразные лотки, кружки, тазы	9

Персональные средства ухода

Мочеприемники, утки, судна	10
Поильники, кружки, специальные емкости	11

Техническая информация



Лотки для операционных наборов и инструментов

Преимущества:


- укрепленные стенки
- плоское и ребристое дно лотков
- отверстия для бирок

Метод обработки:

автоклавирование при температуре 134,6+2°C

№	Артикул	Наименование	Размер, мм
1	IT1813	Лоток для инструментов с крышкой, плоское дно	181x134x54
2 ✓	IT1913	Лоток для инструментов с крышкой, плоское дно	195x135x23
3	IT2015	Лоток для инструментов с крышкой, ребристое дно	200x150x51
4 ✓	IT2715	Лоток для инструментов с крышкой, плоское дно	270x150x30
5	IT3025	Лоток для инструментов с крышкой, ребристое дно	300x250x52
6	IT4030	Лоток для инструментов ребристое дно	424x305x75

✓ С отверстием для бирки



Перфорированные и сетчатые лотки

Преимущества:

- укрепленные стенки
- перфорация для проникновения воды и циркуляции пара
- отверстия для бирок

Метод обработки:

автоклавирование при температуре 134,6+2°C

№	Артикул	Наименование	Размер, мм
1	MIT2015	Лоток для инструментов с крышкой, сетчатое дно	200x150x51
2 ✓	MIT2715	Лоток для инструментов с крышкой, сетчатое дно	270x150x30
3 ✓	MIT2817	Лоток для инструментов с крышкой, сетчатое дно, сетчатые стенки	280x170x55
4 ✓	MIT3025	Лоток для инструментов с крышкой, сетчатое дно, сетчатые стенки	300x250x52
5 ✓	MIT4030	Лоток для инструментов, сетчатое дно	424x305x75
6	PIT3025	Лоток для инструментов с крышкой, перфорированное дно	300x250x52
7	PIT4030	Лоток для инструментов перфорированное дно	424x305x75

✓ С отверстием для бирки



Лотки с отсеками

Используются

для хранения инструментов
и перевязочного материала

Метод обработки:

автоклавирование при тем-
пературе 134,6+2°C

№	Артикул	Наименование	Размер, мм
1	CIT1814	Лоток с 3 отделениями с крышкой	181x134x54
2	CIT2013	Лоток с 3 отделениями	205x130x130
3	CIT2718	Лоток с 4 отделениями с крышкой	270x180x41
4	LCT2215	Лоток с 4 отделениями	220x150x24
5	✓ DINT2525	Лоток для инструментов, сетчатое дно	255x255x50
6	✓ DINT4825	Лоток для инструментов, сетчатое дно	480x255x50

✓ С отверстием для бирки



Защитные силиконовые коврики

Гибкие коврики

с перфорацией для максимального проникновения воды и циркуляции пара. Коврики снабжены разделителями для расположения и удержания инструментов


Используются

для защиты инструментария во время мытья, стерилизации, транспортировки

Метод обработки:

автоклавирование при температуре 134,6+2°C

№	Артикул	Наименование	Размер, мм
1	SP2313	Силиконовый коврик для лотка IT/MIT2715	230x130
2	SP2823	Силиконовый коврик для лотка IT/MIT/PIT3025	280x230
3	SP2719	Силиконовый коврик для лотка IT/MIT/PIT4030	270x190
4	SP4266	Силиконовый коврик для лотка DIN4825	230x220
5	SP1523	Силиконовый коврик	230x150
6	SP2524	Силиконовый коврик	250x240
7	SP4825	Силиконовый коврик	480x250
8	SP10	Силиконовый рулон из 10 секций	230x100



Контейнеры для дезинфекции приборов и инструментов

Используются

для стерилизации инструментов и приборов методом замачивания в дезинфекционных растворах. Предназначены для ежедневной эксплуатации

Метод обработки:

автоклавирование при температуре 134,6+2°C

№	Артикул	Наименование	Размер, мм
1	DSS1000	Контейнер для дезинфекции 1л с крышкой и внутренним перфорированным лотком	260x130x65
2	DSS2711	Контейнер для дезинфекции 3л с крышкой и внутренним перфорированным лотком	257x180x128
3	DSS4215	Контейнер для дезинфекции 4л с крышкой и внутренним перфорированным лотком	426x156x138
4	DSS8515	Контейнер для дезинфекции 12л с крышкой, внутренним перфорированным лотком, поддоном	890x200x145
5	✓ SMT5510	Сетчатый контейнер для эндоскопов и других инструментов	660x110x66

✓ С отверстием для бирки



Медицинские контейнеры и бирки

Чашки и чаши для стерильных растворов

Используются

для хранения и транспортировки стерильных и нестерильных предметов, перевязочного материала, специализированных упаковок

Используются в операционных, процедурных кабинетах

Преимущества:

- укрепленные края
- градуировка
- антивакуумные выступы

Метод обработки:

автоклавирование при температуре 134,6+2°C

№	Артикул	Наименование	Размер, мм
1	IBX2718	Контейнер для инструментов с крышкой	257x180x128
2	IBXN290	Контейнер прозрачный с крышкой	300x224x140
3	MB2318	Контейнер транспортировочный, крышка с уплотнителем, ручка, замок-защелка	230x180x200
4	TAG	Бирка с кольцом, автоклавируемая	105x40
5	GP40	Чашка, 35 мл	40x30
6	GP60	Чашка, 95 мл	60x40
7	GP80	Чашка, 280 мл	80x60
8	LB100	Чаша, 280 мл	100x45
9	LB150	Чаша градуированная, 900 мл	150x70
10	LB200	Чаша градуированная, 2 л	200x90
11	LB250	Чаша градуированная, 3 л	250x105



Почкообразные лотки, кружки и тазы

Используются в операционных, процедурных кабинетах, в стационарных отделениях больниц и клиник

Преимущества:

- укрепленные стенки
- градуировка
- края для облегченного стекания жидкостей

Метод обработки:

автоклавируемые при температуре 134,6+2°C

№	Артикул	Наименование	Размер, мм
1	KD150	Почкообразный лоток градуированный, 120 мл	150x35
2	KD200	Почкообразный лоток градуированный, 300 мл	200x45
3	KD250	Почкообразный лоток градуированный, 600 мл	250x55
4	KD300	Почкообразный лоток градуированный, 1500 мл	300x65
5	JG500	Кружка градуированная прозрачная, 500 мл	
6	JGL1000	Кружка градуированная с крышкой, 1000 мл	
7	JG2000	Кружка градуированная прозрачная, 2000 мл	
8	WBN3112	Таз круглый, градуированный, 3 л	310x105
9	WBN3513	Таз круглый, градуированный, 5 л	350x120
10	VB300	Почкообразный лоток градуированный с ручкой, 1250 мл	300x65



Мочеприемники, утки и судна

Используются как предметы ухода за больными в отделениях больниц и клиник и в домашних условиях.

Преимущества:

- анатомическая форма
- градуировка
- горизонтальная и вертикальная постановка

Методы обработки:

- дезинфекция
- мытье

№	Артикул	Наименование	Объем, размер
1	UF1000	Утка женская градуированная. Вертикальная и горизонтальная постановка	1000 мл
2	PUF1000	Судно женское. Для гигиенических процедур	1000 мл
3	UBS1000	Утка мужская градуированная, с крышкой и ручкой. Вертикальная и горизонтальная постановка	1200 мл
4	FPN	Судно скошенное с крышкой	449х309х99 мм
5	CBL	Емкость для туалета-стульчака с крышкой	259х259х144 мм



Поильники, кружки и прочие емкости

Используются как предметы ухода за больными в отделениях больниц и клиник и в домашних условиях.

Методы обработки:

- дезинфекция
- мытье

№	Артикул	Наименование	Объем, размер
1+3	BFC250 +BNS	Поильник прозрачный градуированный + крышка с узким носиком (4x4 мм)	250 мл
1+4	BFC250 +BMS	Поильник прозрачный градуированный + крышка со средним носиком (7x4 мм)	250 мл
1+5	BFC250 +BWS	Поильник прозрачный градуированный + крышка с широким носиком (13x8 мм)	250 мл
2+3	BFH250 +BNS	Поильник с двумя ручками, градуированный + крышка с узким носиком (4x4 мм)	250 мл
2+4	BFH250 +BMS	Поильник с двумя ручками, градуированный + крышка со средним носиком (7x4 мм)	250 мл
2+5	BFH250 +BWS	Поильник с двумя ручками, градуированный + крышка с широким носиком (13x8 мм)	250 мл
6	TFB	Поильник Классик с двумя ручками. С широким носиком (ø8 мм)	250 мл
7	MM60BL	Медицинская мензурка, стаканчик с яркой градуировкой	60 мл
8	JG500	Кружка градуированная	500 мл
9	JGL1000	Кружка градуированная с крышкой	1000 мл
10	DNT	Емкость для хранения съемных зубных протезов с перфорированным лотком 90x60x80 мм и несъемной крышкой	

Техническая информация

Предметы для стерилизации и дезинфекции

Допустимые методы обработки:

- Дезинфекция разрешенными к применению составами, мытье в машинах, соответствующих стандарту ISO 15883
- Ручное мытье. Максимальная температура 90°C
- Стерилизация в соответствии со стандартами ISO 17665, ISO 25424
- Низкотемпературная плазменная стерилизация
- Автоклавирование в соответствии с BS EN285:1997
Рекомендуемая температура автоклавирования:
115°C — 30 минут
121°C — 15 минут
134,6°C — 3 минуты
Время цикла изменяется согласно условиям загрузки

Продукты могут использоваться для стерилизации в соответствии с ISO 17664 после мытья, дезинфекции и автоклавирования. Все продукты разработаны и изготовлены в соответствии с требованиями BS5452.

Персональные средства ухода

Допустимые методы обработки:

- Дезинфекция и мытье в машинах, соответствующих стандарту ISO 15883
- Ручное мытье. Максимальная температура 90°C.

Материал

Полипропилен отвечает требованиям Директивы EC: 2002/72/EC и документа EC №1970/2006.

Полипропилен относится к материалам 5-го класса и может быть подвергнут вторичной переработке. Выдерживает высокую температуру в процессе обеззараживания, прочный, длительного использования. Химически стойкий.

Утилизация медицинских отходов должна проводиться в соответствии с принятыми правилами. Полипропилен может быть утилизирован путем сжигания. При нагревании изделий свыше 300°C материал разлагается на окись углерода и воду, которые могут быть нейтрализованы струей воды в соответствии с действующими правилами борьбы с огнем.

Сертификация

Компания «Warwick SASCo Ltd.» сертифицирована на соответствие стандартам ISO9001:2008 и ISO 13485:2003, является членом Британской Ассоциации медицинских фирм-производителей (BHТА), Института дезинфекции (IDSC), Международной Ассоциации поставщиков средств борьбы с госпитальной инфекцией (WFHSS).

Продукты зарегистрированы как изделия медицинского назначения и отвечают требованиям Директивы EC 93/42.

Персональные средства ухода соответствуют стандартам BS5452, BS2588, BS3215

Импортёр

ЗАО «ПАРАМЕД»

Тел.: +7 495 781-84-79

E-mail: contact@paramed.ru

www.paramed.ru

WarwickSASCo
Moulding The Future of Medical Plastics

